INS-OHS-09-2026-00028 V1.0

Omnipod® 5 er nu kompatibel med Dexcom® G7-modtageren og Dexcom G7-appen.
Dexcom har frigivet en ny version af Dexcom G7-sensoren, som gør det muligt for Omnipod 5-brugere at håndtere deres sensor ved hjælp af enten Dexcom G7-appen eller Dexcom G7-modtageren (tidligere kunne kun Dexcom G7-appen bruges).

Som en del af denne opdatering sender Dexcom G7-sensoren glukoseværdier til både Pod'en og Dexcom-visningsenheden (enten Dexcom G7-appen eller Dexcom G7-modtageren).

Brugere skal følge de opdaterede instruktioner nedenfor for at sikre korrekt Pod-sensorforbindelse:

Opdaterede instruktioner til Dexcom G7-brugere

- Forbindelsesprincippet forbliver uændret: Dexcom G7-sensoren skal være tilsluttet både Omnipod 5-systemet og Dexcom-visningsenheden, som nu kan være enten Dexcom G7-appen eller Dexcom G7-modtageren.