INS-OHS-09-2026-00031 V1.0

Omnipod® 5 on nyt yhteensopiva Dexcom® G7 -vastaanottimen ja Dexcom G7 -sovelluksen kanssa.

Dexcom on julkaissut Dexcom G7 -sensorin uuden version, jonka avulla Omnipod 5 -käyttäjät voivat hallita sensoriaan joko Dexcom G7 -sovelluksella tai Dexcom G7 -vastaanottimella (Dexcom G7 -sovelluksen käyttö ei ole enää ainoa mahdollinen hallintatapa).

Osana päivitystä Dexcom G7 -sensori lähettää glukoosiarvot sekä Pumppuun että Dexcom-näyttölaitteeseen (joko Dexcom G7 -sovellukseen tai Dexcom G7 -vastaanottimeen).

Käyttäjien on noudatettava seuraavia päivitettyjä ohjeita Pumpun ja sensorin välisen asianmukaisen yhteyden varmistamiseksi:

Päivitetyt ohjeet Dexcom G7 -käyttäjille

- Yhteyden periaate ei ole muuttunut: Dexcom G7 -sensori on yhdistettävä sekä Omnipod 5 -järjestelmään että Dexcom-näyttölaitteeseen, joka voi nyt olla joko Dexcom G7 -sovellus tai Dexcom G7 -vastaanotin.