INS-OHS-09-2026-00036 V2.0

Omnipod® 5 is nu compatibel met de Dexcom® G7-ontvanger en de Dexcom G7-app.

Dexcom heeft een nieuwe versie van de Dexcom G7-sensor uitgebracht, waardoor gebruikers van de Omnipod 5 hun sensor kunnen beheren met behulp van de Dexcom G7-app of de Dexcom G7-ontvanger (exclusief gebruik van de Dexcom G7-app is niet langer vereist).

Als onderdeel van deze update zal de Dexcom G7-sensor glucosewaarden verzenden naar zowel de Pod als het Dexcom-weergaveapparaat (de Dexcom G7-app of de Dexcom G7-ontvanger).

Gebruikers moeten de bijgewerkte instructies hieronder volgen om zeker te zijn van een goede Pod-sensorconnectiviteit:

Bijgewerkte instructies voor gebruikers van Dexcom G7

- Het verbindingsprincipe blijft ongewijzigd: de Dexcom G7-sensor moet worden verbonden met zowel het Omnipod 5-systeem als een Dexcom-weergaveapparaat, wat nu ofwel de Dexcom G7-app ofwel de Dexcom G7-ontvanger kan zijn.