INS-OHS-09-2026-00029 V1.0

Omnipod® 5 er nå kompatibel med Dexcom® G7-mottakeren og Dexcom G7-appen.

Dexcom har lansert en ny versjon av Dexcom G7-sensoren, som lar Omnipod 5-brukere administrere sensoren sin enten ved hjelp av Dexcom G7-appen eller Dexcom G7-mottakeren (krever ikke lenger kun bruk av Dexcom G7-appen).

Som en del av denne oppdateringen vil Dexcom G7-sensoren sende glukoseverdier til både Pod-en og Dexcom-skjermenheten (enten Dexcom G7-appen eller Dexcom G7-mottakeren).

Brukere bør følge de oppdaterte instruksjonene nedenfor for å sikre riktig tilkobling mellom Pod og sensor:

Oppdaterte instruksjoner for Dexcom G7-brukere

- Tilkoblingsprinsippet forblir uendret: Dexcom G7-sensoren må være koblet til både Omnipod 5-systemet og en Dexcom-skjermenhet, som nå enten kan være Dexcom G7-appen eller Dexcom G7-mottakeren.