INS-OHS-09-2026-00032 V1.0

Omnipod® 5 ahora es compatible con el receptor Dexcom® G7 y la aplicación Dexcom G7.
Dexcom ha lanzado una nueva versión del sensor Dexcom G7, que permite a los usuarios de Omnipod 5 gestionar su sensor mediante la aplicación Dexcom G7 o el receptor Dexcom G7 (ya no requiere el uso exclusivo de la aplicación Dexcom G7).

Como parte de esta actualización, el sensor Dexcom G7 enviará los valores de glucosa tanto al Pod como al dispositivo de visualización Dexcom (ya sea la aplicación Dexcom G7 o el receptor Dexcom G7).

Los usuarios deben seguir las instrucciones actualizadas a continuación para garantizar una conexión adecuada entre el Pod y el sensor:

Instrucciones actualizadas para los usuarios de Dexcom G7

- El principio de conexión no cambia: el sensor Dexcom G7 debe conectarse tanto al sistema Omnipod 5 como a un dispositivo de visualización Dexcom, que ahora puede ser la aplicación Dexcom G7 o el receptor Dexcom G7.