INS-OHS-09-2026-00037 V2.0

Omnipod® 5 est désormais compatible avec le récepteur Dexcom® G7 et l'application Dexcom G7.

Dexcom a lancé une nouvelle version du capteur Dexcom G7, qui permet aux utilisateurs d'Omnipod 5 de gérer leur capteur à l'aide de l'application Dexcom G7 ou du récepteur Dexcom G7 (il n'est donc plus nécessaire d'utiliser exclusivement l'application Dexcom G7).

Dans le cadre de cette mise à jour, le capteur Dexcom G7 envoie les valeurs de glucose à la fois au Pod et au dispositif d'affichage Dexcom (soit à l'application Dexcom G7, soit au récepteur Dexcom G7).

Les utilisateurs doivent suivre les instructions mises à jour ci-dessous pour s'assurer d'une bonne connectivité entre le Pod et le capteur :

Instructions mises à jour à l'intention des utilisateurs du Dexcom G7

- Le principe de connexion reste inchangé : le capteur Dexcom G7 doit être connecté à la fois au système Omnipod 5 et à un dispositif d'affichage Dexcom, qui peut désormais être soit l'application Dexcom G7, soit le récepteur Dexcom G7.