Omnipod® 5 è ora compatibile con il ricevitore e l'app Dexcom® G7.

Dexcom ha rilasciato una nuova versione del sensore Dexcom G7, che consente agli utenti di Omnipod 5 di gestire il sensore utilizzando l'app o il ricevitore Dexcom G7 (non richiede più l'uso esclusivo dell'app Dexcom G7).

Nell'ambito di questo aggiornamento, il sensore Dexcom G7 invierà i valori del glucosio sia al Pod che al dispositivo di visualizzazione Dexcom (che sia l'app o il ricevitore Dexcom G7).

Gli utenti dovranno seguire le istruzioni aggiornate riportate di seguito per garantire la connettività corretta tra Pod e sensore:

Istruzioni aggiornate per gli utenti Dexcom G7

- Il principio di connessione rimane invariato: il sensore Dexcom G7 deve essere collegato sia al sistema Omnipod 5 sia a un dispositivo di visualizzazione Dexcom, che può essere l'app o il ricevitore Dexcom G7.